





i3 trackApp

App für den digitalen Filterwechsel



ZWECKBESTIMMUNG & EINSATZBEREICHE

Die i3 trackApp ist die Softwarelösung für den sicheren, effizienten und einfachen Filterwechsel. Die Planung, Umsetzung und Dokumentation des Filterwechsels wird schnell, sicher, strukturiert und zudem papierlos organisiert und durchgeführt. Wegelisten, Anzahl benötigter Filter, Termine werden vollständig erfasst und übersichtlich sowie zuverlässig dargestellt. Die anwenderfreundliche Handhabung mittels eines Smartphones oder Tablets ermöglicht die lückenlose Dokumentation sämtlicher Wasserstellen.

EIGENSCHAFTEN

Sicherer, vereinfachter und papierloser Dokumentationsprozess

Durchführung via Smartphone oder Tablet - auch ohne Internetverbindung

Softwarekompatibilität mit den Betriebssystemen Android und iOS

Einfache und intuitive Softwareanwendung

Daten sind geschützt, sicher und digital abgelegt

Automatisch generierte Wegelisten und Berichte

Schonung von Personalressourcen im klinischen Umfeld





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & VORAUSSETZUNGEN



ANWENDUNGSBEREICH

Filterwechsel



ANBIETER

i3 Membrane GmbH



APP-DATENSCHUTZ

In Deutschland entwickelt und gehostet



INBETRIEBNAHME

Nach Bereitstellung der Logindaten durch i3 Membrane



REPORT

Versand im PDF-Format via E-Mail



APP-FORMAT & KOMPATIBILITÄT

Web-App: funktionsfähig auf allen Betriebssystemen und Geräten (Desktop, Smartphone, Tablet) via gängigem Browser (Ausnahme: Internet Explorer)



SPRACHEN

Deutsch
Englisch



SCAN-FUNKTION

Erfordert Zugriff auf funktionsfähige Kamera

REGISTRIERUNG & INSTALLATION



www.i3trackapp.de

www.i3membrane.de/med-hilfe

KOMPATIBILITÄT

FILTER



i3 ONE / i3 ZERO



i3 TWO_{direct+connect} / i3 ZERO_{direct+connect}



i3 FOUR / i3 ZERO INLINE S



i3 FIVE / i3 ZERO INLINE L

